




システムオーバービュー カムログアバットメント ロケーター

カムログアバットメント ロケーター	医療機器承認番号	【高度】	22700BZX00379000
カムログロケーター 上部構造材	医療機器認証番号	【管理】	227AKBZX00067000
ロケーターアナログ	医療機器届出番号	【一般】	27B1X00027000095
ロケーター補綴用器具	医療機器届出番号	【一般】	27B1X00027000116
ロケーター印象キャップ	医療機器届出番号	【一般】	27B1X00027000117

製造販売業者 株式会社アルタデント
本社 〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-31 第三東洋ビル2F
東京支社 〒106-0047 東京都港区南麻布2-14-19 オキノビル3F
製造業者 Altatec GmbH Maybachstr 5, 71229 Wimsheim, Germany

TEL (06) 6377-2221
TEL (03) 5420-2290




FAX (06) 6377-2223
FAX (03) 5420-4790

ALCAdent
株式会社


アルタデント

www.alta-dent.com

camlog

		GH (mm)	Ø 3.8mm	Ø 4.3mm	Ø 5.0mm
カムログアバットメント ロケーター		GH 1.0	J2253.3810	J2253.4310	J2253.5010
		GH 2.0	J2253.3820	J2253.4320	J2253.5020
		GH 3.0	J2253.3830	J2253.4330	J2253.5030
		GH 4.0	J2253.3840	J2253.4340	J2253.5040
ロケーター印象キャップ (4入)		J2253.0200			
ロケーターアナログ (4入)		J2253.0340	J2253.0350		
リテンションインサートセット 0°-10° (2入) (内容物)各1個 ロケーター プロセッシングハウジング (ロケーター プロセッシングインサート装着済) ロケーター ブロックアウトスペーサー ロケーター リテンションインサート クリア ロケーター リテンションインサート ピンク ロケーター リテンションインサート ブルー		J2253.0102			
リテンションインサートセット 10°-20° (2入) (内容物)各1個 ロケーター プロセッシングハウジング (ロケーター プロセッシングインサート装着済) ロケーター ブロックアウトスペーサー ロケーター リテンションインサート グリーン ロケーター リテンションインサート オレンジ ロケーター リテンションインサート レッド		J2253.0112			
ロケーター ブロックアウトスペーサー (20入)		J2253.0401			
ロケーター プロセッシングインサート (4入)		J2253.0402			

※GH=歯肉の高さ (Gingiva Height)



リテンションインサートはカムログアバットメント ロケーターに装着されるときに、適切な位置まで誘導され、しっかりと固定されるセルフ-アライメントとなっています。



			Ø 3.8mm	Ø 4.3mm	Ø 5.0mm
ロケーター リテンションインサート 0°-10° (4入)	クリア (ストロング)		J2253.1005		
	ピンク (ミディアム)		J2253.1003		
	ブルー (ライト)		J2253.1002		
ロケーター リテンションインサート 10°-20° (4入)	グリーン (ストロング)		J2253.2004		
	オレンジ (ミディアム)		J2253.2003		
	レッド (ライト)		J2253.2002		
	グレー (ゼロ)		J2253.2000		
ロケーター パラレルポスト (4入)		J2253.0004			
ロケーター アングル測定ガイド		J2253.0003			
ロケーター用ドライバー		J2253.0001			
ロケーター用インスツルメント		J2253.0002			

表示価格は全て税別です。